
Einstieg & Orientierung

Installieren, Patient suchen und den ersten Fall anlegen.

Mit TestFlight starten

TestFlight installieren, AnaSuite-Einladung öffnen und **Installieren** wählen. Neue Versionen über **Aktualisieren** laden; automatische Updates einschalten.




TestFlight: Version, Build und «Feedback senden».

Zuerst den Patienten suchen

Vorhanden: Patient öffnen → Neuer Fall.
Neu: Neuer Patient → Stammdaten erfassen und speichern. So vermeiden Sie Dubletten.

Workspace: alles zum Fall




Die Kacheln führen zu Falldaten, Präoperativ, Anästhesie, Postoperativ, Kommunikation, Dokumente & Fotos, PDF und Abschluss.

Neuer Fall

Patient und Termin kontrollieren. Eingriff, Seite, Standort sowie Operateur, Anästhesist und Anästhesiepflege erfassen.


Bei Bedarf ein Fallpaket wählen. Es unterstützt die Eingabe; klinische Schritte müssen bewusst bestätigt werden.



Klinischer Workflow


Von der präoperativen Beurteilung bis zu PDF und Abschluss.

Präoperative Beurteilung



Eingriff und klinische Angaben prüfen: ASA, Gewicht / Grösse, Allergien / CAVE, Befunde und Medikamente. Beurteilung mit **Freigabe, Verschieben oder Ablehnen** festhalten.

Anästhesie dokumentieren



Zeitpunkte, Vitalwerte, Medikamente sowie **Infusionen & Perfusoren** über die Schnellzugriffe öffnen. Neueste Vitalwerte stehen oben.

Medikament wählen → Dosis prüfen → Gabe bestätigen. Ein Vorschlag allein dokumentiert noch keine Gabe.

Safety: Sign-In → Team-Time-Out → Sign-Out.
Jeweils zum klinisch richtigen Zeitpunkt bestätigen.

Dokumente & Fotos



Dokument scannen, Foto aufnehmen, Monitor-/Bildschirmfoto oder vorhandenes Foto hinzufügen.


Zum Abschluss: postoperative Angaben ergänzen, Fall kontrollieren und das PDF auf Vollständigkeit prüfen. Die Kacheln **PDF** und **Abschluss** liegen im Workspace.

Import & Transfer

Den passenden Transferweg wählen und die Übernahme kontrollieren.


Einzelfall-Transfer

Für einen einzelnen Fall den **4-stelligen Transfercode** verwenden.



Allgemeines Datenpaket

Für ein allgemeines Datenpaket den **Transfercode der Exportdatei** verwenden.



Import in vier Schritten

1
Datei

2
Prüfen

3
Zusammenführen

4
Abschluss

Passenden Transferweg wählen, Code eingeben und die AnaSuite- oder Falltransferdatei auswählen. Angezeigte Daten prüfen, **Zusammenführen nicht überspringen** und die Übernahme im Abschluss bestätigen.

Wurde derselbe Fall auf mehreren Geräten bearbeitet, werden die Daten beim Rücktransfer zusammengeführt. Die Zusammenführung vor der Übernahme kontrollieren.

Feedback über TestFlight

«Feedback senden» öffnen. Bitte melden:
Gerät / Modell · Version / Build
Schritte, tatsächliches und erwartetes Ergebnis; möglichst mit Screenshot.

Besonders hilfreich: unklare Abläufe, doppelte Daten, fehlende PDF-Inhalte sowie Probleme bei Import oder Transfer.

Hinweise zum Pilotbetrieb

Klinische Angaben, Vorschläge und vorausgefüllte Werte vor Verwendung auf Plausibilität prüfen. Die ärztliche Entscheidung bleibt beim Anwender.

Keine Patientendaten über ungeschützte E-Mail oder normale Messenger versenden.